

# Abfüllartikelliste / Filling List

<b>Artikel</b> <b>Product name</b>	<b>Gebindeart / Packing Unit</b>											
	5 Kg Sack/Karton / bag/box	10 Kg Sack/Karton / bag/box	15 Kg -Sack/Karton / bag/box	20 Kg Sack/Karton / bag/box	25 Kg Sack/Karton / bag/box	5 Kg Kanister / canister	10 Kg Kanister / canister	25 Kg Kanister / canister	25 Kg Deckelfass / drum	50 Kg Kanister/Deckelfass canister/drum	195 Kg Fass / drum	200 Kg Fass / drum
ABIL 100						X	X	X				
ABIL 350						X	X	X				
ABIL B 8832								X		O		
ABIL B 8839						X	X	X				
ABIL B 8843						X	X	X				
ABIL B 8851						X	X	X				
ABIL B 8852						X	X	X				
ABIL B 8863								X		O		
ABIL CARE 85						X	X	X		O		
ABIL CARE XL 80						X	X	X		O		
ABIL EM 90						X	X	X				
ABIL EM 97 S								X				
ABIL EM 180								X				
ABIL QUAT 3272						X	X	X				
ABIL T QUAT 60						X	X	X				
ABIL UV QUAT 50								X				
ABIL WAX 2434						X	X	X		O		
ABIL WAX 9801						X	X	X				
ABIL WE 09						X	X	X				
AMINOXID WS 35												X
ANTIL 120 PLUS	X	X			O							
ANTIL 127									X			
ANTIL 141 LIQUID **)						X	X		X			
ANTIL 171 ***)						X	X		X			
ANTIL HS 60						X	X		X			
ANTIL SOFT SC						X	X	X				
AXOL C 62 PELLETS	X	X			O							
BIENENWACHS WEISS	X	X			O							
FRANKENOXID 1								X				
FRANKENQUAT 50								X				X
ISOLAN GI 34						X	X	X				
ISOLAN GO 33						X	X	X				
ISOLAN GPS						X	X		X			
ISOLAN PDI						X	X		X			O
JOJOBAÖL						X	X	X				
LACTIL						X	X	O				
REWOCID SB U 185 KE							X					

Artikel Product name	Gebindeart / Packing Unit											
	5 Kg Sack/Karton / bag/box	10 Kg Sack/Karton / bag/box	15 Kg -Sack/Karton / bag/box	20 Kg Sack/Karton / bag/box	25 K-g Sack/Karton / bag/box	5 Kg Kanister / canister	10 Kg Kanister / canister	25 Kg Kanister / canister	25 Kg Deckelfass / drum	50 Kg Kanister/Deckelfass canister/drum	195 Kg Fass / drum	200 Kg Fass / drum
REWOCID UTM 185						X	X	X				
REWODERM LI S 80									X			
REWODERM S 1333 KM 5 *)								X				
REWOMID DC 212 S								X				
REWOTERIC AM 2 C NM								X				O
REWOTERIC AM 2 L								X				
REWOTERIC AM B U 185						X	X	X				
REWOTERIC AM C								X				
SK-INFLUX						X		O				
SK-INFLUX V						X		O				
TAGAT CH 40						X	X		X			
TAGAT L 2								X				
TAGAT S									X			
TAGAT S 2						X	X		X			
TEGIN M PELLETS	X	X			O							
TEGIN PELLETS	X	X			O							
TEGINACID H	X	X			O							
TEGO BETAIN 810								X				
TEGO BETAIN C 60								X			X	
TEGO BETAIN F 50						X	X	X			X	
TEGO BETAIN HS KB 5								X				
TEGO BETAIN ZF								X			X	
TEGO CARE 450	X	X			O							
TEGO CARE APD 18	X	X	O									
TEGO CARE PS	X	X			O							
TEGO CARE PSC 3	X	X			O							
TEGO COSMO C 100	X	X			O							
TEGO COSMO P 813						X	X	O				
TEGO NATURAL BETAINE	X	X		O								
TEGO PEARL B 48									X			
TEGO PEARL N 100									X			
TEGO PEARL S 33 PB									X			
TEGO SML 20						X	X	X				
TEGO SMO 80 V						X	X	X				
TEGO SMO V								X				
TEGO SMS 60						X	X		X			
TEGO SOLVE 61						X	X	X				
TEGODEO CW 90 E						X	X	O				

# Abfüllartikelliste / Filling List

Artikel Product name	Gebindeart / Packing Unit											
	5 Kg Sack/Karton / bag/box	10 Kg Sack/Karton / bag/box	15 Kg -Sack/Karton / bag/box	20 Kg Sack/Karton / bag/box	25 K-g Sack/Karton / bag/box	5 Kg Kanister / canister	10 Kg Kanister / canister	25 Kg Kanister / canister	25 Kg Deckelfass / drum	50 Kg Kanister/Deckelfass canister/drum	195 Kg Fass / drum	200 Kg Fass / drum
TEGODEO HY 77						X	X	O				
TEGODEO PY 88 G	X	X			O							
TEGOSOFT APM						X		X				
TEGOSOFT CI						X	X	X				
TEGOSOFT CR						X	X	X				
TEGOSOFT CT						X	X	X				
TEGOSOFT DC						X	X	X				
TEGOSOFT DEC						X	X	X				
TEGOSOFT GC						X	X	X				
TEGOSOFT GMC 6								X				
TEGOSOFT LIQUID						X	X	X				
TEGOSOFT LSE 65 K SOFT						X	X		O			
TEGOSOFT M								X				
TEGOSOFT OP						X	X	X				
TEGOSOFT OS						X	X	X				
TEGOSOFT P						X	X	X				
TEGOSOFT SH							X		X			
TEGOSOFT TN						X	X	X				
TEGOSOFT XC								X				
VARISOFT 300								X				
VARISOFT 432 PPG						X	X	X				
VARISOFT PATC						X	X		X			

X = Abfüllung nach Kosmetik-GMP

O = Originalgebindegrößen des Vorlieferanten

\*) Rewoderm S 1333 KM 5 darf nicht unter 10°C lagern, sollte es trotzdem vorkommen, Produkt erwärmen und homogenisieren.

\*) Rewoderm S 1333 KM 5 must not be stored below 10°C, should it happen nevertheless, heat up the product and homogenize.

\*\*) Antil 141 Liquid neigt unter 10 °C zur Eintrübung, dann auf 40 °C erwärmen und homogenisieren.

\*\*) Antil 141 Liquid tends to cloudiness below 10 °C. if that occurs heat up the product to 40°C and homogenize.

\*\*\*) Antil 171 neigt zur Separation, dann auf 40 °C erwärmen und homogenisieren.

\*\*\*) Antil 171 tends to separate. If that occurs heat up the product to 40°C and homogenize.

Irrtum und Änderungen vorbehalten / Errors are reserved